

EN-3M

4馬達電動收展多功能照顧床

衛署醫器製壹字第000547號



「身心障礙與高齡者
友善市售輔具評選」競賽

主辦單位：
財團法人金屬工業研究發展中心



背部0~75°



膝部0~25°



背膝連動



床高31~71cm



頭腳傾斜±11°

獨立手持遙控器

10按鍵功能，可操作
背部、膝部、連動、床高、傾斜

專為居家設計，主色調採用深木色
木紋質感床頭尾板，將馬達藏於其中
用木頭的溫度，營造居家氛圍

全覆式護欄

可依需求，拉起保護臥床者，放平方便照護或移位

固定式護欄

可輕易插拔，單獨或搭配扶手式護欄使用，保護臥床者

扶手式護欄

中央設有橘色安全開關
解除後護欄可活動
依需求角度固定即成穩固扶手
促進自立支援

電動收折及展開

操作簡單、省力、安全
收折後不到原長度1/5，帶輪可推行

坐椅姿勢

抬腿姿勢

規格

床體全長/收折全長	2150mm / 380mm	背部升降角度	0~75°
床體全寬/收折全寬	970mm / 970mm	膝部升降角度	0~25°
床頭板高/收折全高	865mm / 1170mm	床面升降高度	310~710mm
床墊長度	1930mm	頭腳傾斜角度	±11°
床墊寬度	840mm	安全負載	170Kg