

ES-08FDS & MS-08FS

養護型電動&手動床

衛署醫器製壹字第000547、503號



背部上升0~80°




膝部上升0~40°



頭部-膝部聯動功能適用電動



床面升降420~620mm



ES-08FDS 養護型電動床



手持操作器

傳動方式：電動機組-3motors

控制方式：手持操作器

標準備件：5"煞車輪



MS-08FS 養護型手動床

傳動方式：螺桿組-3cranks

控制方式：隱藏式伸縮搖桿

標準備件：5"煞車輪

說明：

- 1.床體結構為鋼製粉體塗裝。
- 2.床面骨架為鋼製粉體塗裝，床面板為塑鋼一體成型，表面設置透氣孔；手、腹、膝、腳設有約束帶孔；頭腳&左右二側共凸起六處，可防止床墊滑動。
- 3.引流袋(尿袋)掛勾設於左右二側臀板下方。
- 4.床頭尾板為塑鋼一體成型，表面平整可供臨時急救板之使用。左右設有把手，把手水平方便拆卸。
- 5.護欄為塑鋼一體成型，全覆式共2組。
- 6.設頭、膝聯動控制鍵，可同時調整背部及膝部位置，使病患隨時調整最舒適的位置(適用電動)。

